

REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN DE LA UNIDAD DENTAL

ESTE DIAGRAMA APLICA PARA LAS SIGUIENTES UNIDADES :
9000, 2305, 2311, 2317, 8900, infantil

1. Conexión hidráulica (agua de la calle o tinaco, válvula esfera 1/2" o rosca interna)
2. Conexión neumática (aire del compresor con válvula esfera 1/2 o rosca interna)
3. Toma de electricidad (contacto duplex aterrizado 110 Volts)
4. Conexión sanitaria 1 codo de 45° (drenaje PVC sanitario 2") con tapón chupón p/drenaje
5. Compensador 1,000 watts mínimo



Instalación con profundidad (Registro)

Debajo del nivel
del piso o tarima.



Instalación a nivel de piso

